



CARDIAC INTERVENTION

**SAFEGUARD** **RADIAL**<sup>™</sup>

DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN



Compresión.  
Comodidad.  
Facilidad.

## ¿POR QUÉ UTILIZAR SAFEGUARD RADIAL?

El dispositivo de compresión Safeguard Radial está diseñado para ayudarle a conseguir una **HEMOSTASIA SIN OCLUSIÓN** al finalizar la intervención radial. El producto es **CÓMODO** para sus pacientes, **SENCILLO** para el personal del hospital, y **FÁCIL** de usar.

APLICAR – INFLAR – RETIRAR EL INTRODUTOR – OBSERVAR – DESINFLAR Y RETIRAR

### HEMOSTASIA SIN OCLUSIÓN

Centra la compresión únicamente sobre la arteria radial, en el punto que usted quiere

El punto de inserción queda claramente visible para su inspección visual

Posicionamiento estable del balón para una compresión óptima sin oclusión

### COMODIDAD

Apósito textil no tejido más cómodo para el paciente

Sin bordes plásticos rígidos

Diseño de bajo perfil

### CÓMODO Y FÁCIL

Un único tamaño que se adapta fácilmente a cualquier tamaño de la muñeca

No necesita jeringa especial, emplea una conexión Luer lock estándar

Facilita la comprobación del pulso distal y proximal para garantizar que se consigue una hemostasia sin oclusión de la arteria

Fácil inflado y desinflado



**Safeguard Radial™**  
Dispositivo de compresión

### INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Número de catálogo	Descripción	Longitud
SGR26 (Número de catálogo anterior 0684-00-0572)	Safeguard Radial Compression Device	26 cm

Cantidad: 10 unidades por caja, envasadas individualmente  
Para más información póngase en contacto con Merit Medical.