



# RAISING THE BAR FOR BIOPSY

PRECISION. ACCURACY. CONTROL.

CorVocet™

Automatic Biopsy System

## Precisa y predecible Regulación del tiro, Full-Core especímenes, True con una sola mano

El Sistema de Biopsia CorVocet está diseñado para cortar una completa del núcleo de tejido, proporcionando especímenes de gran tamaño para el examen patológico. Sus líneas elegantes, ligeras y empuñadura ergonómica ayudan a facilitar el cebado con una sola mano, el posicionamiento y despliegue, que es especialmente beneficioso durante procedimientos guiados por imagen.

### Longitud de eyección precisa

proporciona más exactitud y precisión que los competidores con su capacidad de ajuste única, lo que permite a los usuarios maximizar el muestreo de tejido diana y minimizar el trauma del tejido sano




CorVocet 15 opciones con intervalos de 1 mm



Competidor 3 opciones con intervalos de 10 mm

### muestras de núcleo completo


Proporcionar más tejido que el muestreo muesca para mejorado examen patológico



### El diseño ligero

Minimiza el movimiento de la aguja cuando se deja en el paciente durante la exploración. CorVocet es 55% más ligero

de A y competidor 67% más ligero de competidor B<sub>1</sub>



Los dispositivos de este folleto se pueden utilizar para procedimientos de biopsia de tejido blando, tales como: Hígado • Riñón • Próstata • Bazo • Mama • Pulmón • ganglios linfáticos • masas de tejido blando

### Tip mejorada eco

Proporciona la visualización durante los procedimientos guiados por imagen

### marcas de profundidad

Fácil inserción referencia de profundidad

, Ajuste de la longitud de banda controlable precisa en incrementos mm

### Los disparadores duales

El dispositivo puede ser disparado desde dos ubicaciones, con capacidad para las necesidades de procedimiento

Es cierto que con una sola mano el armado y el despido

### Indicador de listo

Muestra de color amarillo cuando se ceba dispositivo

### estilete romo

Se puede utilizar para minimizar el daño a los tejidos blandos, vasos y órganos

### Profundidad ajustable de parada

Un código de colores para que coincida con el tamaño de calibre

### la acción de tiro tranquila

Aproximadamente el 33% más silencioso que la competencia para una experiencia mejorada del paciente

### introduccion coaxial

Con su tecnología única de liberación rápida, el estilete interno se puede quitar sin torsión y torsión



# CorVocet™

Sistema de Biopsia automática



Amplia gama de tamaños de calibre y longitudes para satisfacer las necesidades de procedimiento

## Información sobre pedidos

Calibre	Longitud	Dispositivo	Dispositivo de sólo con Cerradura de seguridad	Dispositivo además coaxial	Dispositivo con cierre de seguridad además coaxial	coaxial compatible Sólo introductor
14 Gauge	10 cm	CORA1410	CORA1410S	CORCA1410	CORCA1410S	CORC1410
	15 cm	CORA1415	CORA1415S	CORCA1415	CORCA1415S	CORC1415
Calibre 16	10 cm	CORA1610	CORA1610S	CORCA1610	CORCA1610S	CORC1610
	15 cm	CORA1615	CORA1615S	CORCA1615	CORCA1615S	CORC1615
Calibre 18	10 cm	CORA1810	CORA1810S	CORCA1810B	CORCA1810SB	CORC1810B
	15 cm	CORA1815	CORA1815S	CORCA1815B	CORCA1815SB	CORC1815B
	20 centímetros	CORA1820	CORA1820S	CORCA1820B	CORCA1820SB	CORC1820B
	25 cm	CORA1825	CORA1825S	CORCA1825B	CORCA1825SB	CORC1825B
Calibre 20	10 cm	CORA2010	CORA2010S	CORCA2010B	CORCA2010SB	CORC2010B
	15 cm	CORA2015	CORA2015S	CORCA2015B	CORCA2015SB	CORC2015B
	20 centímetros	CORA2020	CORA2020S	CORCA2020B	CORCA2020SB	CORC2020B

Kits procedimiento de biopsia de mérito proporcionan muchos de los productos necesarios para los procedimientos de biopsia:

Número de pieza	Descripción
K12T-04321	Kit de biopsia Procedimiento básico
K12T-04322	Procedimiento de biopsia kit completo



1. Calibre 18, los datos en el archivo, Mérito Médico 2015

Antes de su uso consultar las instrucciones de uso de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 Mérito West Parkway South  
Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Mérito Médico Europa, Oriente Medio, y África (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
Holanda  
+ 31 43 358 82 22  
Mérito Médico Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlanda  
+ 353 (0) 91 703 733

merit.com

Australia  
+ 61 (0) 3 8373 4943

Austria  
0800 295 374

Bélgica  
0800 72 906 (Dutch) 0800 73  
172 (Français)

Brasil  
+ 55 11 4561 - 0062

Canadá  
1.800.364.4370

China  
+ 86-10 8561 0788

Dinamarca  
80 88 00 24

Finlandia  
0800 770 586

Francia  
0800 91 60 30

Alemania  
0800 182 0871

Hong Kong  
+ 852-2207 6888

India  
+ 91-80-41223376

Irlanda (República)  
1800 553 163

Italia  
800 897 005

Luxemburgo  
8002 25 22

Países Bajos  
0800 022 81 84

Noruega  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Rusia  
+ 7 495 221 89 02

Singapur  
+ 65 67536311

Corea del Sur  
+ 8210 2205 0707

España  
+ 34 911238406

Suecia  
020 792 445

Suiza  
(Deutsch)  
+ 41 22 518 02 30  
(Français)

+ 41 22 518 02 52  
(Italiano)

+ 41 22 518 00 35

Reino Unido  
0800 973 115